








HPB运动手环无法与Healthy 365应用程序进行配对? 请尝试以下处理故障的步骤!



第一步

确保Healthy 365应用程序已 更新到最新版本,并将运动 手环放置在您的手机附近。



第二步

请确保您的HPB运动手环与手机蓝牙没有直接的配对。如果已错误配对,请前往"设置">"蓝牙">选择已连接的HPB运动手环>点击"取消设备/取消配对"以取消手环与手机的配对。



第三步

关闭手机的蓝牙,然后重新 打开。请确保手机的网络和 定位服务也已打开。



第四步

重新配对您的HPB运动手环与 Healthy 365应用程序。

如何识别我配对的是哪款运动手环?





第一步

前往"个人资料"然后点击"我的运动手环"。

第二步

检查您配对的HPB运动手环的友好蓝牙名称 (BFN)是否与 Healthy 365应用程序上显示的友好蓝牙名称 (BFN) 相符。切 换HPB运动手环的屏幕,查看友好蓝牙名称。











无法更新步数和中等至高强度体能活动(MVPA)的计时? 尝试这些第三方应用程序的处理故障步骤!





第一步

检查您的Healthy 365应用程序是否与下列任何 兼容的第三方应用程序配对:

- Actxa®手机应用程序
- Apple Health 手机应用程序
- Fitbit 手机应用程序
- Garmin ConnectTM手机应用程序
- HUAWEI Health 手机应用程序
- Polar Flow手机应用程序
- SAMSUNG Health手机应用程序

确保您的Healthy 365和第三方应用程序都已更 新到最新版本。

第二步


查看您是否已授权Healthy 365应用程序读取您的步数、心率和睡眠数据。



Actxa®



HUAWEI Health



Apple Health



Polar Flow





Samsung Health




Garmin Connect™











第三步

确保您的手机连接到互联网。先将您的运动手环与第三方应用程序同步,然后再将第三方应用程序与Healthy 365应用程序同步。

注:Healthy 365应用程序是从相关第三方应用程序的服务器获取健身数据,而不是直接从您的运动手环获取数据。在同步或处理来自第三方应用程序服务器的最新数据时,偶尔可能会出现延迟。